

Fragebogen Lichtrufanlage

Birntaster-Artikelnummer:

Bitte geben Sie die Artikelnummer der genutzten Birntasters und den Rufanlagen-Hersteller an:

Rufanlagen-Hersteller: _____

Birntaster-Artikelnummer: _____

Benötigen Sie einen Y-Adapter?

Ja / Nein _____

Hinweis: Wenn Ihre Rufanlage nur eine Buchse zum Einstecken hat, benötigen Sie einen Y-Adapter um Birntaster und AnnaCare parallel betreiben zu können.

Kontaktdaten des betreuenden Technikers oder der Firma, die die Rufanlage betreut:

Firma:	
Name:	
Tel.:	
E-Mail:	

Kontaktdaten der Einrichtung, Abteilung und Ansprechpartner:

Name:	
Ansprechpartner:	
Tel.:	
E-Mail:	
Patient:	