

AnnaCare ist ein intelligentes Sensorpad zur Erkennung der An- und Abwesenheit im Bett, um dementen und sturzgefährdeten Menschen mehr Sicherheit zu bieten. Gleichzeitig werden Pflegekräfte durch rechtzeitige Alarmierungen bestmöglich unterstützt und bei der tagtäglichen Arbeit entlastet.

AnnaCare ist nur 0,5 cm dünn, damit wackelt das Bett garantiert nicht.

AnnaCare...

- + Alarmtrittmatte und Bed-Exit System in einem Produkt
- + zuverlässige und sofortige Alarmierung in Gefahrensituationen
- + einfache und unkomplizierte Handhabung



1. Platzieren



2. Einstecken



3. Einsatzbereit!

Wir entwickeln AnnaCare stetig weiter. Für Sie und Ihre Bewohner!

Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von AnnaCare, um den Nutzen für Pflegenden und pflegebedürftige Menschen stetig zu verbessern. Zukünftig profitieren Sie von Funktionserweiterungen, die sich nachträglich und unkompliziert installieren lassen.



An- und Abwesenheitserkennung

Alarmiert das Pflegepersonal unverzüglich, sobald das Bett verlassen wurde.



Aufstehfrüherkennung (in Entwicklung)

Alarmiert bereits beim Aufrichten einer Person, sodass unmittelbar Unterstützung geleistet werden kann.



Sturzerkennung (in Entwicklung)

Alarmiert unverzüglich, sobald ein Sturz im Raum erkannt wurde.


Technische Eckdaten:

Maße:	20 x 30 cm (ungefähr DIN A4)
Höhe:	lediglich 0,5 cm
Gewicht:	120 g
Leistungs- aufnahme:	1 W
Kabellänge:	bis zu 3 m
Installation:	Plug&Play
Anbindung:	mit bestehender Alarm- und Notruf- infrastruktur kompatibel

Mit der diskreten und unauffälligen Platzierung unter der Bettrolle stellt AnnaCare keine weitere Stolperfalle dar und muss auch zur Reinigung nicht bewegt werden.

AnnaCare ist bereits so eingestellt, dass Sie das System sofort verwenden können. Nur für den Fall, dass Sie angepasste Alarmierungen benötigen, können diese über Smartphone, Tablet oder PC flexibel an die Mobilität des Bewohners und Präferenz des Pflegepersonals angepasst werden.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Die Datenverarbeitung erfolgt im Sensor selbst und das völlig anonymisiert.



Die Bettrolle wird einfach auf dem Sensorpad platziert.

„Always there - AnnaCare!“

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

Tel.: +49 (0) 202 25702572

Email: info@senvi.de

www.anna.care

Wir freuen uns auf Sie!



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

eXIST
Existenzgründungen
aus der Wissenschaft

ESF
Europäischer Sozialfonds
für Deutschland

Europäische
Union

Zusammen.
Zukunft.
Gestalten.